

FICHA TÉCNICA

Infusor Multivias – Nayr Saúde

NOME DO PRODUTO: INFUSOR MULTIVIAS NAYR SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PRODUTO: REGRA DE CLASSIFICAÇÃO 2 CLASSE

DE ENQUADRAMENTO DO PRODUTO II MÉDIO RISCO

NOME TÉCNICO: EXTENSOR

MARCA: NAYR SAÚDE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O INFUSOR MULTIVIAS NAYR SAÚDE É UM DISPOSITIVO DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO, CONECTANDO VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES, SERINGAS) À UM ÚNICO ACESSO VENOSO.

INDICAÇÃO

O INFUSOR MULTIVIAS NAYR SAÚDE É UM DISPOSITIVO DUPLICADOR DE ACESSO VENOSO, CONECTANDO VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES, SERINGAS) COM FINALIDADE DE PROPORCIONAR INFUSÕES SIMULTÂNEAS DE SOLUÇÕES PARENTERAIS.

CARACTERÍSTICAS

- TAMPAS PROTETORAS EM POLIETILENO (PE)
- CONECTOR DISTAL TIPO FÊMEA COMPATÍVEL COM SERINGAS LUER SLIP OU LUER LOCK
- PINÇA CLAMP EM POLIETILENO (PE) EM CADA VIA DE ACESSO
- CONECTOR PROXIMAL, 2 VIAS EM ABS TIPO MACHO SLIP
- TUBO EXTENSOR EM PVC
- ESTERILIZADA À ÓXIDO DE ETILENO
- USO ÚNICO

FICHA TÉCNICA

Infusor Multivias Nayr Saúde

MODELOS

O INFUSOR MULTIVIAS NAYR SAÚDE POSSUI O MODELO DE CONECTOR PROXIMAL TIPO MACHO LUER SLIP:

MODELO	CONECTOR	EXTENSÃO TUBO	VOLUME PREENCHIMENTO
INFUSOR MULTIVIAS - LUER SLIP	TIPO LUER SLIP (LISO)	18 CM	1,6 ML

ADVERTÊNCIAS

- ESTE PRODUTO É ESTERILIZADO POR GÁS ÓXIDO DE ETILENO (ETO).
- PRODUTO DE USO ÚNICO.
- ESTE PRODUTO CONTÉM DEHP. USAR COM CAUTELA EM GESTANTES, LACTANTES, NEONATOS E CRIANÇAS.
- NÃO INFUNDIR SOLUÇÕES LIPOSSOLÚVEIS.
- PRODUTO COMPOSTO POR PVC. AVALIAR A COMPATIBILIDADE DAS SOLUÇÕES COM PVC ANTES DA ADMINISTRAÇÃO.

PRAZO DE VALIDADE

5 ANOS APÓS A DATA DE ESTERILIZAÇÃO. A VALIDADE DO PRODUTO É GARANTIDA ENQUANTO AS EMBALAGENS PERMANECEREM ÍNTEGRAS, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ROTULAGEM DO PRODUTO.



FICHA TÉCNICA

Infusor Multivias Nayr Saúde

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O INFUSOR MULTIVIAS NAYR SAÚDE DEVE SER ARMAZENADO EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL ATÉ O MOMENTO DO USO, EM TEMPERATURA AMBIENTE, EVITANDO A EXPOSIÇÃO DIRETA AO CALOR, LUZ E UMIDADE;

ARMAZENAR E TRANSPORTAR O DISPOSITIVO SEMPRE NA SUA EMBALAGEM ORIGINAL;
EVITAR QUEDAS E IMPACTOS FORTES.

ANVISA

82020329010

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESSANDRA ANTUNES DE FREITAS COREN-MS 406.309

FABRICADO POR:

JIANGSU JICHUN MEDICAL DEVICES CO., LTD

NO.98 BAIYANG BRIDGE, ZHENGLU TOWN, TIANNING, CHANGZHOU 213111

JIANGSU, CHINA

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR:

NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA

TRAVESSA ANTÔNIO MENDES, 96

PARQUE INDUSTRIAL II

MUNDO NOVO - MS

CNPJ: 02.582.267/0001-60

I.E.: 28.334.894-1

CONTATO

VENDAS@NAYR.COM.BR

WWW.NAYRSAUDE.COM.BR

