

# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

NOME DO PRODUTO: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL COLORIDA TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PRODUTO: BAIXO RISCO

NOME TÉCNICO: MÁSCARA

MARCA: NAYR

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICOS NAS LATERAIS E CLIPE NASAL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, POSSUI TRÊS CAMADAS SOBREPOSTAS E SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM, SENDO A CAMADA INTERNA E EXTERNA CONSTITUÍDAS DE NÃO TECIDO SPUNBOND, QUE É MACIO E RESISTENTE, E A CAMADA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA DE NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND), QUE APRESENTA O ELEMENTO FILTRANTE, GARANTINDO A PROTEÇÃO BACTERIANA E EVITANDO O CONTATO COM FLUÍDOS CORPORAIS.

### INDICAÇÃO

PROTEÇÃO DA BOCA E VIAS NASAIS, MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS GERADAS PELO USUÁRIO DO PRODUTO. BARREIRA DE USO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO CONTRA INALAÇÃO DE GOTÍCULAS TRANSMITIDAS À CURTA DISTÂNCIA E PELA PROJEÇÃO DE SANGUE E/OU OUTROS FLUÍDOS CORPÓREOS, QUE POSSAM ATINGIR AS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO DO PRODUTO. IDEAL PARA USO EM ÁREA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.

### INFORMAÇÕES

- ATÓXICA
- HIPOALERGÊNICA
- REPELENTE À FLUÍDOS
- NÃO ESTÉRIL
- NÃO INFLAMÁVEL
- ISENTA DE FIBRA DE VIDRO

- USO ÚNICO
- BFE > 95%
- EFP = 98%
- RESPIRABILIDADE = 2,05 MMH 20/CM<sup>2</sup>
- PRESSÃO DIFERENCIAL < 58,84
- SEGUE AS NORMAS DA ABNT NBR 15052:2021.
- COR: AZUL, PRETA E ROSA.



# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico



### COMPOSIÇÃO

- TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO;
- DUAS CAMADAS TNT SS E UMA CAMADA DE ELEMENTO FILTRANTE;
- CAMADA INTERNA E EXTERNA EM TNT SS ( SPUNBOND) 20 G/M<sup>2</sup>;
- CAMADA INTERMEDIÁRIA EM TNT SMS (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND) 20 G/M<sup>2</sup>;
- CAMADAS UNIDAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE ULTRASSOM;
- CLIPE NASAL;
- ELÁSTICO CONFORTÁVEL.

### INSTRUÇÕES DE USO

1. HIGIENIZAR AS MÃOS ANTES DE MANIPULAR A MÁSCARA;
2. RETIRAR A MÁSCARA DA EMBALAGEM ORIGINAL;
3. COLOCAR A MÁSCARA SOBRE O ROSTO, COMPREENDENDO AS ÁREAS DO NARIZ E DA BOCA;
4. COLOCAR OS ELÁSTICOS ATRÁS DAS ORELHAS;
5. AJUSTAR O CLIPE NO NARIZ, PARA MELHOR ADAPTAÇÃO DA MÁSCARA;
6. APÓS O USO, DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO.

# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- PRODUTO DE USO ÚNICO
- PROIBIDO REPROCESSAR
- MANTER O PRODUTO NA EMBALAGEM ORIGINAL
- APÓS O USO, DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO
- NÃO UTILIZAR CONTRA PATOLOGIAS TRANSMITIDAS POR AEROSSÓIS, POIS INDEPENDENTE DE SUA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, A VEDAÇÃO DO ROSTO É PRECÁRIA NESTE TIPO DE MÁSCARA
- SE A INTEGRIDADE DA MÁSCARA ESTIVER COMPROMETIDA (POR EXEMPLO, POR FUROS OU RASGOS), ELA DEVE SER TROCADA ASSIM QUE POSSÍVEL.

### PRAZO DE VALIDADE

2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. A VALIDADE DO PRODUTO É GARANTIDA ENQUANTO AS EMBALAGENS PERMANECEREM ÍNTEGRAS, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ROTULAGEM DO PRODUTO.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO, SECO, FRESCO, PROTEGIDO DA LUZ, UMIDADE E CALOR EXCESSIVO.

# FICHA TÉCNICA

Máscara Cirúrgica Descartável Colorida Tripla Camada com Elástico

## ANVISA

82020320001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESSANDRA ANTUNES DE FREITAS COREN-MS 406.309

## FABRICAÇÃO

NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA

TRAVESSA ANTÔNIO MENDES, 96

PARQUE INDUSTRIAL II

MUNDO NOVO - MS

CNPJ: 02.582.267/0001-60

I.E.: 28.334.894-1

## CONTATO

VENDAS@NAYR.COM.BR

WWW.NAYRSAUDE.COM.BR



NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA.

# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica

### Descartável Tripla Camada com Elástico

NOME DO PRODUTO: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICO

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO PRODUTO: BAIXO RISCO

NOME TÉCNICO: MÁSCARA

MARCA: NAYR

#### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA CAMADA COM ELÁSTICOS NAS LATERAIS E CLIPE NASAL. CONFECCIONADA EM NÃO TECIDO, POSSUI TRÊS CAMADAS SOBREPOSTAS E SOLDADAS ELETRONICAMENTE POR ULTRASSOM, SENDO A CAMADA INTERNA E EXTERNA CONSTITUÍDAS DE NÃO TECIDO SPUNBOND, QUE É MACIO E RESISTENTE, E A CAMADA INTERMEDIÁRIA COMPOSTA DE NÃO TECIDO SMS (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND), QUE APRESENTA O ELEMENTO FILTRANTE, GARANTINDO A PROTEÇÃO BACTERIANA E EVITANDO O CONTATO COM FLUÍDOS CORPORAIS.

#### INDICAÇÃO

PROTEÇÃO DA BOCA E VIAS NASAIS, MINIMIZANDO A CONTAMINAÇÃO DO AMBIENTE COM SECREÇÕES RESPIRATÓRIAS GERADAS PELO USUÁRIO DO PRODUTO. BARREIRA DE USO INDIVIDUAL PARA PROTEÇÃO CONTRA INALAÇÃO DE GOTÍCULAS TRANSMITIDAS À CURTA DISTÂNCIA E PELA PROJEÇÃO DE SANGUE E/OU OUTROS FLUÍDOS CORPÓREOS, QUE POSSAM ATINGIR AS VIAS RESPIRATÓRIAS DO USUÁRIO DO PRODUTO. IDEAL PARA USO EM ÁREA MÉDICA E ODONTOLÓGICA.

#### INFORMAÇÕES

- ATÓXICA
- HIPOALERGÊNICA
- REPELENTE À FLUÍDOS
- NÃO ESTÉRIL
- NÃO INFLAMÁVEL
- ISENTA DE FIBRA DE VIDRO
- USO ÚNICO
- COR: BRANCA
- BFE > 95%
- EFP = 98%
- RESPIRABILIDADE = 2,05 MMH 20/CM<sup>2</sup>
- PRESSÃO DIFERENCIAL < 58,84
- SEGUE AS NORMAS DA ABNT NBR 15052:2021.
- LIVRE DE LÁTEX



# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica Descartável Tripla Camada com Elástico



### COMPOSIÇÃO

- TNT (TECIDO NÃO TECIDO) 100% POLIPROPILENO;
- DUAS CAMADAS TNT SS E UMA CAMADA DE ELEMENTO FILTRANTE;
- CAMADA INTERNA E EXTERNA EM TNT SS ( SPUNBOND) ;
- CAMADA INTERMEDIÁRIA EM TNT SMS (SPUNBOND-MELTBLOWN-SPUNBOND) ;
- CAMADAS UNIDAS POR PROCESSO ELETRÔNICO DE ULTRASSOM;
- CLIPE NASAL;
- ELÁSTICO CONFORTÁVEL.

### INSTRUÇÕES DE USO

1. HIGIENIZAR AS MÃOS ANTES DE MANIPULAR A MÁSCARA;
2. RETIRAR A MÁSCARA DA EMBALAGEM ORIGINAL;
3. COLOCAR A MÁSCARA SOBRE O ROSTO, COMPREENDENDO AS ÁREAS DO NARIZ E DA BOCA;
4. COLOCAR OS ELÁSTICOS ATRÁS DAS ORELHAS;
5. AJUSTAR O CLIPE NO NARIZ, PARA MELHOR ADAPTAÇÃO DA MÁSCARA;
6. APÓS O USO, DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO.

# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica Descartável Tripla Camada com Elástico

### ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- PRODUTO DE USO ÚNICO
- PROIBIDO REPROCESSAR
- MANTER O PRODUTO NA EMBALAGEM ORIGINAL
- APÓS O USO, DESCARTAR EM LOCAL APROPRIADO
- NÃO UTILIZAR CONTRA PATOLOGIAS TRANSMITIDAS POR AEROSSÓIS, POIS INDEPENDENTE DE SUA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, A VEDAÇÃO DO ROSTO É PRECÁRIA NESTE TIPO DE MÁSCARA
- SE A INTEGRIDADE DA MÁSCARA ESTIVER COMPROMETIDA (POR EXEMPLO, POR FUROS OU RASGOS), ELA DEVE SER TROCADA ASSIM QUE POSSÍVEL.

### PRAZO DE VALIDADE

2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. A VALIDADE DO PRODUTO É GARANTIDA ENQUANTO AS EMBALAGENS PERMANECEREM ÍNTEGRAS, DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NA ROTULAGEM DO PRODUTO.

### CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

ARMAZENAR EM LOCAL LIMPO, SECO, FRESCO, PROTEGIDO DA LUZ, UMIDADE E CALOR EXCESSIVO.

# FICHA TÉCNICA

## Máscara Cirúrgica Descartável Tripla Camada com Elástico

### ANVISA

82020320001

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALESSANDRA ANTUNES DE FREITAS COREN-MS 406.309

### FABRICAÇÃO

NAYR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS LTDA

TRAVESSA ANTÔNIO MENDES, 96

PARQUE INDUSTRIAL II

MUNDO NOVO - MS

CNPJ: 02.582.267/0001-60

I.E.: 28.334.894-1

### CONTATO

VENDAS@NAYR.COM.BR

WWW.NAYRSAUDE.COM.BR

